

# Datenblatt

## C-Silikone

Technische Daten	Zetaplus	Zetaplus Soft	Oranwash VL	Oranwash L	Thixoflex M	Orthogum
Anmischzeit	30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.
Verarbeitungszeit	1 Min. 15 Sek.	1 Min. 15 Sek.	1 Min. 30 Sek.	1 Min. 30 Sek.	2 Min.	1 Min.
Mundverweildauer	3 Min. 15 Sek.	3 Min. 15 Sek.	3 Min. 30 Sek.	3 Min. 30 Sek.	3 Min. 30 Sek.	1 Min.
Abbindezeit	4 Min. 30 Sek.	4 Min. 30 Sek.	5 Min.	5 Min.	5 Min. 30 Sek.	2 Min. 30 Sek.
Druckverformung	2 % - 5 %	2 % - 5 %	2 % - 8 %	2 % - 8 %	2 % - 8 %	2 % - 5 %
Rückstellung nach Verformung	> 98 %	> 98 %	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Dimensionsstabilität	< - 0,2 %	< - 0,2 %	< - 0,7 %	< - 0,7 %	< - 0,7 %	< 0,35 %

Die angegebenen Zeiten sind ab Mischbeginn bei 23°C berechnet.