

Datenblatt

Hydrorise

Hydrorise	Extra Light Body Fast	Light Body Fast	Regular Body Fast	Monophase Fast	Heavy Body Fast	Putty Fast	Maxi Putty Fast
Technische Daten (ISO 4823)	Low Viscosity	Low Viscosity	Medium Viscosity	Medium Viscosity	High Viscosity	Very High Viscosity	Very High Viscosity
Verarbeitungszeit	1 Min. 30 Sek.	1 Min. 30 Sek.	1 Min. 30 Sek.	1 Min. 30 Sek.	1 Min. 30 Sek.	1 Min. 30 Sek.	1 Min. 30 Sek.
Mundverweildauer	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 30 Sek.	2 Min. 30 Sek.
Abbindezeit	4 Min.	4 Min.	4 Min.	4 Min.	4 Min.	4 Min.	4 Min.
Rückstellung nach Verformung	> 99,5 %	> 99,5 %	> 99,5 %	> 99,5 %	> 99,5 %	> 99,0 %	> 99,0 %
Maßänderung 24 Stunden	< - 0,20 %	< - 0,20 %	< - 0,20 %	< - 0,20 %	< - 0,20 %	< - 0,20 %	< - 0,20 %
Shore-Härte A	45	45	45	54	60	60	60

Die angegebenen Zeiten sind ab Mischbeginn bei 23°C berechnet.